

Cellkeeper

自動培地交換機能搭載のインキュベーター！



Only ONE




All in ONE

- ★ 自動培地交換機能付き細胞培養装置！！
- ★ 駆動系を培養室から完全追放
高温湿度による故障と振動を解消！
- ★ 自動搬送(プレート単位で培養室内への自動搬入出)
スループット=16枚以上/時間のハイスループット！
プレート搬入出時は、独自のシャッター機構で培養室内環境を維持
- ★ 乾熱滅菌対応
隅々まで125℃の乾熱滅菌で清掃・除染・滅菌の作業問題を解消！
 - 培養室内クリーン・フラット・サーフェスを実現
 - ラックもカルーセル本体も、工具無しで簡単脱着
- ★ 前面タッチパネルで簡単操作

自動培地交換ユニット



オペレーション・タッチパネル



CellKeeper (Model SCALE-120ME) 概要仕様

装置サイズ (ステージ含む)		W640 x D900x H1900 (内容量: 230L)
装置重量		350kg
収納枚数 (φ 100ディッシュ)		120枚
スループット		16枚以上/時間
培地種類		1種類
培地冷却保存ユニット	保存温度 保存可能量	2~8℃ max. 2ℓ
温調培地供給ユニット	供給温度	室温~35℃
ディスペンス・ユニット・ (固定 Tip 仕様)	供給速度	100μℓ/s~1000μℓ/s
	供給量	100μℓ/s~500001μℓ/s
	供給精度	CV 1% 以下
アスピレーション・ユニット (ディスポーザブル Tip 仕様)	Tip 仕様	384 チップボックス x1
	廃液速度	100μℓ/s~2000μℓ/s
簡易スケジュール・ソフトウェア		ディッシュ/群 単位 のスケジュール

*グレードAにオプションにて対応

RORZE ローゼライフサイエンス株式会社
Lifescience (旧: アイエス・テクノロジー・ジャパン株式会社)
〒305-0035
茨城県つくば市松代1-9-8
Tel :029-875-9330
Fax :029-875-9331
Web Site: <http://www.istj.co.jp>

販売店



キコーテック株式会社

本 社 大阪府箕面市船場西三丁目10番3号
〒562-0036 TEL072(730)6790(代) FAX072(730)6795
東 京 支 社 東京都世田谷区駒沢二丁目11番1号 集花園ビル
〒154-0012 TEL03(5787)3323(代) FAX03(5787)3324
つくば営業所 茨城県つくば市竹園二丁目3番17号 第1・ISSEビル
〒305-0032 TEL029(850)3771(代) FAX029(856)3881
神奈川営業所 神奈川県藤沢市藤が岡一丁目8番14号 田中ビル
〒251-0004 TEL0466(55)4110(代) FAX0466(55)4120