

AbsoluteIDQ[®] Bile Acids kit

The benchmark solution to assess host-microbiota interaction

biocrates.com



Mass spectrometry-based metabolomics kits



Ready-to-use



Automated
workflow



Standardized,
quantitative



High
throughput

For research use only | not for use in diagnostic procedures

AbsoluteIDQ[®] Bile Acids kit



Perfect fit for host-microbiota interaction


- ▶ The benchmark solution for deep insight into host-microbiota interaction
- ▶ Standardized and quantitative coverage of up to 20 primary and secondary bile acids
- ▶ A perfect combination to other biocrates kits (e.g. MxP[®] Quant 500, AbsoluteIDQ[®] p180)



High throughput with minimal sample volume

- ▶ Up to 400 samples per week with only 10 µL biofluid per sample
- ▶ Ability to measure metabolites in many matrices and species on a single plate

Kit components



Now available in our webshop
shop.biocrates.com/kit-products

Reagents & consumables

- ▶ Patented 96-well filter plate
- ▶ Internal & calibration standards
- ▶ Quality controls
- ▶ System suitability sample

Methods & protocols

- ▶ Instrument-specific acquisition and quantification methods
- ▶ Manual with detailed descriptions
- ▶ Protocols for different matrices

Workflow manager MetIDQ[™]

- ▶ Project design
- ▶ Automated technical validation and data normalization
- ▶ Basic statistics (optional)

Read more



biocrates' standardized
metabolomics technology

Get more information on how to produce
reproducible metabolomics data

biocrates.com/our-technology



Applications of
metabolomics

Learn how metabolomics is already
changing lives

biocrates.com/applications



キコーテック株式会社

本社 大阪府箕面市船場西三丁目10番3号
〒562-0036 TEL 072(730)6790 FAX 072(730)6795
東京支社 東京都世田谷区駒沢二丁目11番1号駒沢7+ラムカ-ビル
〒154-0012 TEL 03(5787)3323 FAX 03(5787)3324
つくば営業所 茨城県つくば市竹園2丁目3番17号第一・ISSEIビル
〒305-0032 TEL 029(850)3771 FAX 029(856)3881
神奈川営業所 神奈川県藤沢市藤が岡一丁目8番14号田中ビル4F
〒251-0004 TEL 0466(55)4110 FAX 0466(55)4120

<http://www.kiko-tech.co.jp/>

