

AbsoluteIDQ[®] p180 kit

Metabolomics provides the combined read-out of genetics, environment and lifestyle in health and disease

biocrates.com

Mass spectrometry-based metabolomics kits



Ready-to-use



Automated
workflow



Standardized,
quantitative



High
throughput

For research use only | not for use in diagnostic procedures

AbsoluteIDQ® p180 kit



Proven technology


- ▶ The gold standard in quantitative targeted metabolomics
- ▶ 188 quantitatively covered metabolites
- ▶ Leading technology established in hundreds of laboratories globally
- ▶ More than 1000 peer-reviewed publications



Higher throughput and more applications

- ▶ High throughput and precise coverage
- ▶ Versatile application in most biological fluids and tissues
- ▶ Utilized in many leading large epidemiological cohorts

Kit components



Now available in our webshop
shop.biocrates.com/kit-products

Reagents & consumables

- ▶ Patented 96-well filter plate
- ▶ Internal & calibration standards
- ▶ Quality controls
- ▶ System suitability sample

Methods & protocols

- ▶ Instrument-specific acquisition and quantification methods
- ▶ Manual with detailed descriptions
- ▶ Protocols for different matrices

Workflow manager MetIDQ™

- ▶ Project design
- ▶ Automated technical validation and data normalization
- ▶ Basic statistics (optional)

Read more



biocrates' standardized
metabolomics technology

Get more information on how to produce
reproducible metabolomics data

biocrates.com/our-technology



Applications of
metabolomics

Learn how metabolomics is already
changing lives

biocrates.com/applications



キコーテック株式会社

本社 大阪府箕面市船場西三丁目10番3号
〒562-0036 TEL 072(750)6790 FAX 072(750)6795
東京支社 東京都世田谷区駒沢二丁目11番1号駒沢7+3ビル7F
〒154-0012 TEL 03(5787)3323 FAX 03(5787)3324
つくば営業所 茨城県つくば市竹園2丁目3番17号第一・155Eビル
〒305-0032 TEL 029(850)7711 FAX 029(850)3881
神奈川営業所 神奈川県横浜市藤が岡一丁目8番14号田中ビル1F
〒251-0004 TEL 0466(55)4110 FAX 0466(55)4120

<http://www.kiko-tech.co.jp/>

