

Element Biosciences 社製 次世代シーケンサー AVITI LT™ 特別価格キャンペーンのご案内

AVITI™シリーズは、高品質なデータと優れたコスト効率を実現する卓上型次世代シーケンサーです。AVITI LT は、より多くの研究室で導入しやすい低コストモデルです。



この度、AVITI LT を期間限定で特別価格にてご提供いたします。
詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

製品番号	製品名	通常販売 本体定価	キャンペーン価格
880-00003	Element AVITI System LT	4,600万円	3,100万円

※掲載価格に消費税は含まれておりません。

本特別価格での提供期限：2026 年 12 月 25 日（金）受注分まで

パフォーマンス

Kit Configuration	Read Length	Output (Gb)	Read Count	Run Time (hours)	Q30
Medium Output	2 x 300	60	100 million	51	> 85%
	2 x 150	150	500 million	31	> 90%
	2 x 75	75	500 million	20	> 90%
Low Output	2 x 150	75	250 million	27	> 90%
	2 x 75	15	100 million	17	> 90%

仕様

使用環境温度	18 °C～26 °C
装置寸法	74.9 × 95.5 × 72.4 cm (H×W×D)
装置重量	155.1 kg
電源	100～240 VAC、50/60 Hz



AVITI LT の特長

- ・導入しやすい価格と高い柔軟性
- ・優れた精度と高品質なシーケンスデータ
- ・豊富なキットラインナップによる優れた拡張性

AVITI LT から AVITI (High Output のシーケンスが可能)、
AVITI24 (NGS & シングルセルマルチオミクスプラットフォーム)
へのアップグレードが可能です。

輸入販売元



本 社 大阪府箕面市船場東三丁目4番17号 箕面千里ビル
〒562-0035 TEL 072(730)6790 FAX 072(730)6795
東 京 支 社 神奈川県川崎市中原区新丸子東三丁目1200番地 KDX武蔵小杉ビル
〒211-0004 TEL 044(430)3245 FAX 044(433)4390

<https://www.kiko-tech.co.jp/>



- ・記載の内容は2026年10月現在のものです。
- ・記載の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- ・掲載製品は研究用에만使用できます。診断目的及びその手続き上での使用はできません