

# The Exciting Co-Mix...

...この小型装置1台が  
複数のミキシング機能を兼ね備えています

## 特長

- 直感的なタッチスクリーンインターフェイス
- オペレーティングモード間の手軽な切り替え
- 一般的なミキシングプロファイルを標準装備
- 簡単な操作で、ユーザー設定プログラムを追加
- マイクロプレートのスムーズな操作のための革新的なプレート保持機能
- 優れた再現性のある結果を保証
- サンプル漏れやコンタミネーションの危険無し

PCRや酵素反応時のサンプル調製、細菌・DNA・培養細胞等のペレットの再懸濁、ELISA等でのインキュベーション反応やイムノアッセイにおけるサンプルの混合などに最適です。

VITLのCo-Mixは、スカート付き・セミスカート付き・スカート無しの96、384ウェルマイクロプレート、MTPs（マイクロタイタープレート）、ディープウェルプレート；0.5、1.5、2.0mLマイクロチューブ、0.2mL PCRチューブ、PCRストリップに対応しています。

## 技術仕様

寸法 (mm)	188 x 347 x 176 (W x D x H)
重量	6.6 kg
速度範囲 (ミキサー)	200 - 3000 RPM
速度範囲 (ボルテックス)	700 - 3500 RPM
時間範囲 (ミキサー)	5秒 ~ 28日
時間範囲 (ボルテックス)	2秒 ~ 99秒
ミキサー	9 プリセットプログラム
ボルテックス	6 プリセットプログラム
ユーザー設定プログラム	185ユーザープログラムを追加可能
消費電力	最大100W

定価 ¥ 390,000.

**Vitl**

LIFE SCIENCE SOLUTIONS

A member of Integrated Technologies Ltd



**キコーテック株式会社**

本 社 大阪府箕面市船場西三丁目10番3号  
〒562-0036 TEL 072 (730) 6790(代) FAX 072 (730) 6795  
東京支社 東京都世田谷区駒沢二丁目11番1号 集花園ビル  
〒154-0012 TEL 03 (5787) 3323(代) FAX 03 (5787) 3324  
つくば営業所 茨城県つくば市竹園二丁目3番17号 第1-ISSEIビル  
〒305-0032 TEL 029 (850) 3771(代) FAX 029 (856) 3881  
神奈川営業所 神奈川県藤沢市藤が岡一丁目8番14号 田中ビル  
〒251-0004 TEL 0466 (55) 4110(代) FAX 0466 (55) 4120