



KERRY

Leading to Better

Sheffield™ rTrypsin ACF

効果的なリスク軽減策

Sheffield™ rTrypsin ACFは、ブタトリプシンの動物成分フリー（ACF）組み換え体です。細胞ベースのワクチン製造、幹細胞培養、治療および初代細胞培養プロセスの分離および回収のための細胞培養アプリケーションでの使用に推奨されます。

Sheffield™ rTrypsinは、HEK、Vero、MRC-5などの接着細胞株にも推奨されます。

Sheffield™ rTrypsin ACFは、有効性とリスク軽減の観点から、ネイティブなトリプシンに代わる実行可能な選択肢です。

Sheffield™ rTrypsin ACFを他の市販のrTrypsinと比較した研究では、毒性はなく、細胞の剥離と解離に関して同等または優れた性能が実証されています。

アプリケーション

細胞培養のサプリメントとして

接着細胞株

ウイルスワクチン

幹細胞

利点

- ・ 動物成分フリー（ACF）
- ・ 非常に速い細胞解離
- ・ 細胞分裂と細胞生存率で同等のパフォーマンス
- ・ 代替費用効果大
- ・ さまざまな用途に利用可能、多くの細胞に適している






kerry
.com

Contact your Kerry Account Representative for more information | www.kerry.com



Sheffield™ rTrypsin ACF

効果的なリスク軽減策



キコーテック株式会社

本社 大阪府箕面市船場西三丁目10番3号
 〒562-0036 TEL.072(730)6790(代) FAX.072(730)6795
 東京支社 東京都世田谷区駒沢二丁目11番1号 集花園ビル
 〒154-0012 TEL.03(5787)3323(代) FAX.03(5787)3324
 つくば営業所 茨城県つくば市竹園二丁目3番17号 第1-ISSEビル
 〒305-0032 TEL.029(850)3771(代) FAX.029(856)3881
 神奈川営業所 神奈川県藤沢市藤が岡一丁目8番14号 田中ビル
 〒251-0004 TEL.0466(55)4110(代) FAX.0466(55)4120